

das Produkt in geöffnetem Zustand an der Luft (nicht im Wäschetrockner, auf der Heizung oder unter direkter Sonneneinstrahlung).

Nutzungs- und Lebensdauer

Dieses Medizinprodukt ist für den Gebrauch an nur einem Patienten bestimmt und unterliegt keiner vorgegebenen, zeitlich begrenzten Nutzungsdauer. Bei Beschädigungen, Anzeichen auf Verschleiß oder Defekt darf dieses Produkt jedoch nicht weiter verwendet und muss ggf. durch den Fachhandel repariert oder ausgetauscht werden. Durch den natürlichen Verschleiß kann selbst im Rahmen der ordnungsgemäßen Nutzung eine Erneuerung erforderlich sein.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder medizinischen Fachhandel.

Lagerung und Verfallsdatum

☀ Beachten Sie bitte, dass das Produkt originalverpackt in einer trockenen Umgebung unter Ausschluss von Hitze und Sonneneinstrahlung gelagert werden.

Entsorgung

Dieses Produkt kann gemäß den gesetzlichen Vorschriften Ihres Landes entsorgt werden. Beachten Sie hierbei die Materialzusammensetzung.

Gewährleistung

Eine Gewährleistung ist nur gegeben, wenn das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Beachtung der Indikationen und der Kontraindikationen sowie einer sachgemäßen Handhabung eingesetzt wurde. Die Gewährleistung erlischt, wenn die geltenden Bestimmungen nicht eingehalten oder Veränderungen am Produkt vorgenommen werden.

Konformitätserklärung CE

Wir, die Heinrich Caroli GmbH, Eichrodtstr. 13, 77933 Lahr, erklären in eigener Verantwortung, dass dieses Medizinprodukt sowie dessen Zubehör allen Anfor-

derungen der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte entspricht. Die Konformität ist in unserer technischen Dokumentation belegt und wird durch die CE-Kennzeichnung bestätigt. Unsere Konformitätserklärung steht Ihnen als Download auf unserer Homepage unter dem folgenden Link zur Verfügung:



Konformitätserklärung
<https://caroli.de/lnk/k6.php>

Hilfsmittelnummern:

- TorsoBellyBelt READY A (Modell 3a): 05.11.03.1003
- TorsoBellyBelt READY B (Modell 4): 05.11.03.0010
- TorsoBellyBelt READY C (Modell 9): 05.11.03.0001
- TorsoBellyBelt READY D (Modell 10): 05.11.03.0002
- TorsoBellyBelt READY E (Modell 13): 05.11.03.0004
- TorsoBellyBelt READY F (Modell 14): 05.11.03.0013
- TorsoBellyBelt READY G (Modell 15): 05.11.03.0014

Gebrauchsanweisung Medizinische Leibbinden

TorsoBellyBelt READY
(Bandana)



 **Heinrich Caroli GmbH**

Eichrodtstraße 13

77933 Lahr

Tel.: 07821 / 9399-33, Fax: 07821 / 9399-34

E-Mail: info@caroli.de, Web: www.caroli.de



Einleitung

Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Firma
Heinrich Caroli GmbH entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig
durch. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt
oder den medizinischen Fachhandel, von dem Sie die-
ses Produkt erhalten haben.

Zweckbestimmung

Bei diesem Medizinprodukt handelt es sich um eine zir-
kulär komprimierende Bandage (Orthese) zur Stützung
des Unterleibs (Abdomen) und Entlastung der Lenden-
wirbelsäule.

Indikationen

Das Produkt kann angewendet werden bei:
nach Bruch- und Bauchoperationen

- Bauchdeckenschwäche
- Bauchschürze (Hängeleib)
- während oder nach der Schwangerschaft
- muskulärer/degenerativer Insuffizienz (Rü-
ckenschmerzen)

Kontraindikationen

Das Produkt darf nicht angewendet werden bei:

- Lymphabflussstörungen des Rumpfes
- undefinierten Weichteilschwellungen des
Rumpfes
- Empfindungs- und Durchblutungsstörungen
in dieser Körperregion
- Hauterkrankungen oder Hautirritationen im
betroffenen Körperbereich



Sicherheitshinweise und Nebenwirkungen

Bei sachgemäßer Verwendung dieses Medizinproduk-
tes sind bisher keine Nebenwirkungen bekannt.

Bitte beachten Sie die Angaben Ihres verordnenden
Arztes zur Anwendung und Tragedauer dieses Produk-



tes.

„Schwerwiegendes Vorkommnis“ wird ein Ereignis ge-
nannt, das eines der folgenden Kriterien erfüllt, erfüllen
könnte oder erfüllt hat:

- Das Versterben des Patienten, Anwenders
oder einer anderen Person,
- Der Gesundheitszustand des Patienten,
Anwenders oder einer anderen Person ver-
schlechtert sich vorübergehend oder dauer-
haft schwerwiegend,
- Die öffentliche Gesundheit ist einer schwer-
wiegenden Gefahr ausgesetzt.

Nicht schwerwiegende Vorkommnisse melden Sie bitte
Ihrer Verkaufsstelle (Leistungserbringer/Sanitätshaus).



Hinweise

- Dieses Medizinprodukt muss durch qua-
lifiziertes Fachpersonal entsprechend der
patientenspezifischen Gegebenheiten aus-
gewählt und ggf. angepasst werden.
- Vor der Benutzung dieses Produktes ist eine
Einweisung durch einen Arzt oder medizini-
sches Fachpersonal erforderlich.
- Eine falsche Produktauswahl, Anpassung
oder Anwendung kann zu einer fehlenden
Wirkung oder gesundheitlichen Schäden
führen.
- Bitte beachten Sie die Indikationen und die
Kontraindikationen.
- Bitte beachten Sie die Hinweise des Arztes
oder des medizinischen Fachhandels.
- Überprüfen Sie das Medizinprodukt vor dem
Anlegen auf Beschädigungen.
- Bei Beschädigungen oder mangelnder
Funktion darf das Produkt nicht weiter ver-
wendet werden.
- Es dürfen keine Änderungen am Produkt
vorgenommen werden.
- Nicht auf offene Wunden oder Hautirritati-
onen legen.

- Vermeiden Sie Kontakt mit fett-und säure-
haltigen Mitteln, Salben und Lotionen.
-  Das Produkt ist zur Anwendung an einem
Patienten vorgesehen und nicht zur Wieder-
verwendung weiterer Personen bestimmt.

Anleitung zum An- und Ablegen

Zuerst die beiden Unterstützungszüge vorne von der
Patte lösen. Hat das Modell eine Schnürung, wird die-
se geöffnet und gelockert. Die Leibbinde zirkulär um
den Körper legen und auf der Körpermitte (Bauchna-
bel) zentrieren. Der Unterstützungsgurt vorne hilft bei
der mittigen Ausrichtung, die Schnürung liegt auf der
Wirbelsäule oder seitlich rechts.

Nun den seitlichen Hakenverschluss von unten nach
oben schließen. Auf etwa der Hälfte des Hakenver-
schlusses einhalten, nochmals den Sitz der Leibbinde
überprüfen und wenn notwendig korrigieren, danach
fertig schließen. Modelle mit Schnürung werden ein-
malig auf die individuelle Spannung eingestellt.

Zum Schluss noch die losen Unterstützungsurte vorne
auf der Bauchpatte einhaken.

Das Ablegen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Materialzusammensetzung

Baumwolle (CO), Polyamid (PA), Polyester (PES), Elas-
tan (EL), Viskose (CV)

Die genaue Materialzusammensetzung entnehmen Sie
bitte dem Etikett am Produkt.

Reinigung

Bitte beachten Sie die aufgeführten Hinweise zur Rei-
nigung.

 Normalwaschgang bis maximal 30°C

 Nicht chemisch reinigen

 Nicht bleichen

 Nicht bügeln

 Das Produkt ist nicht für den Wäschetrock-
ner geeignet

Schließen Sie vor dem Waschgang alle Klettverschlüs-
se und benutzen Sie keinen Weichspüler. Trocknen Sie